

LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA DE SALMONELOSIS ANIMALES
ENVIO DE CEPAS PROGRAMAS NACIONALES DE CONTROL DE SALMONELLA EN
AVICULTURA

IDENTIFICACION LABORATORIO REMITENTE		IDENTIFICACIÓN DE LA CEPA	
Centro y persona de contacto:		Nº Rto. Lab. remitente:	MUESTREO:
Dirección:	C.Postal:	Fecha de muestreo de las aves:	☐ OFICIAL
Localidad y provincia:	Teléfono:	Fecha de inicio del ensayo:	☐ AUTOCONTROL
		Lugar geográfico del aislamiento:	☐ Envío para Vigilancia Resistencias

ORIGEN DE LA CEPA			
☐ REPRODUCTORAS	☐ PONEDORAS	☐ BROILERS	☐ PAVOS ☐ reproducción ☐ engorde
☐ Heces ☐ Polvo ☐ Calzas ☐ Otros ☐ Control limpieza y desinfección	☐ Heces ☐ Polvo ☐ Calzas ☐ Otros ☐ Control limpieza y desinfección	☐ Heces ☐ Polvo ☐ Calzas ☐ Otros ☐ Control limpieza y desinfección	☐ Heces ☐ Polvo ☐ Calzas ☐ Otros ☐ Control limpieza y desinfección
CODIGO EXPLOTACION PROCEDENCIA (Cód REGA) (ES+12 dígitos)		FECHA ENTRADA AVES (mm/aaaa)	MANADA (letra)

CARACTERÍSTICAS DE LA CEPA	
Tira API 20 E:	
Aglutinaciones serológicas realizadas:	
Diagnóstico presuntivo:	
VACUNACION	
Avipro Salmonella Duo – ELANCO GMBH ☐	Primun Salmonella T – CALIER ☐
Avipro Salmonella Vac E – ELANCO GMBH ☐	Vacuna inactivada ☐
Avipro Salmonella Vac T – ELANCO GMBH ☐	Otras ☐ Indicar cuál:
CEVAC SALMOVAC – CEVA ☐	Aves no vacunadas ☐
Primun Salmonella E – CALIER ☐	Estado de vacunación desconocido ☐
RESULTADO DE SEROTIPIFICACION	
Especie: <i>Salmonella</i> ☐ enterica ☐ bongori Subespecie: ☐ enterica ☐ salamae ☐ arizonae ☐ diarizonae ☐ houtenae ☐ indica Serotipo: ☐ Enteritidis ☐ Typhimurium ☐ Otros: Fórmula antigénica: Observaciones:	Nº registro LCV:

Nota informativa: Los análisis de cepas provenientes de "muestreo de autocontrol" deberán ser abonados en aplicación de la Orden AAA/671/2015 (excepto cuando se trate de cepas solicitadas por el LCV para vigilancia de resistencias)